

MEDIVATORS®

# ENDO STRATUS®

Pompa d'irrigazione ed insufflatore di CO<sub>2</sub>




 CANTEL MEDICAL

MEDIVATORS®

# ENDO STRATUS®

Pompa d'irrigazione ed insufflatore di CO<sub>2</sub>

## Dolore e Disagio del paziente, CO<sub>2</sub> comparato ad aria



È dimostrato che l'insufflazione di CO<sub>2</sub> determina esami più rapidi, tempi di guarigione più veloci e maggiore comfort per i pazienti.

### Veloce Turnover dei pazienti\*

- Velocità di intubazione del cieco migliorata<sup>1</sup>
- Maggiore profondità di intubazione dell'intestino tenue<sup>2</sup>
- Riduzione del 38% dell'assistenza infermieristica<sup>4</sup>

### Maggiore soddisfazione del paziente

- Minore disagio, dolore e gonfiore<sup>3,4,1</sup>
- Tempi di recupero più veloci<sup>4</sup>
- Ridotta dilatazione del gas

<sup>1</sup> Singh, R., Neo, E., & Nordeen, N. (Luglio 2012). Carbon dioxide insufflation during colonoscopy in deeply sedated patients. World Journal of Gastroenterology, 18(25), 3250-3253.

<sup>2</sup> Bretthauer, MD, PhD, M. (Settembre 2007). Turning science into clinical practice – the case of carbon dioxide insufflation. Endoscopy 2010, 42(10), 1104-1105. doi:http://dx.doi.org/10.1055/s-0030-1255973

<sup>3</sup> Bretthauer, MD, PhD, M. (Settembre 2007). Carbon dioxide insufflation improves intubation depth in double-balloon enteroscopy: a randomized, controlled, double-blind trial. Endoscopy 2007, 39(10), 1064-1067. doi:DOI 10.1055/s-2007-966990

<sup>4</sup> Lynch, MBA, BSN, RN, Hayes BSN, RN, CGRN, Buffum DNSc, APRN, CS. (2012). Insufflation Using CO<sub>2</sub> vs Room Air During Colonoscopy: Comparison of Patient Comfort, Recovery Time, and Nursing Resources [PowerPoint slides]. Veterans Affairs Medical Center San Francis

# Cambio semplice, miglioramenti significativi

## Insufflatore CO<sub>2</sub> ENDO STRATUS®

- Assorbimento 150 volte più veloce rispetto all'aria eliminata rapidamente attraverso i polmoni
- CO<sub>2</sub> riscaldata – 37 °C
- Velocità di flusso variabili –
  - bassa (1,4 l/min)
  - media (2,4 l/min)
  - alta (3,5 l/min)

### Compatibile con

- MEDIVATORS® ENDO SMARTCAP® per la pulizia della lente e tubi di raccordistica per l' insufflazione
- Serbatoio (D o E) o NIST CO<sub>2</sub>
- Tutti i principali endoscopi GI



# Migliorata visualizzazione e maggiore comfort per il paziente


## Pompa d'irrigazione ENDO STRATUS®

- La tecnologia con acqua tiepida riduce la possibilità di colon spastico
- L' utilizzo del pulsante automatico primario garantisce un' irrigazione istantanea quando si utilizza il pedale
- Irrigazione attraverso il canale acqua o il canale ausiliario bioptico (irrigatore bioptico Y-OPSY®)

### Compatibile con

- Tubi e connettori MEDIVATORS ENDOGATOR®
- Tutti i principali endoscopi GI





## Carrelli per CO<sub>2</sub> semplici, resistenti e stabili

- Trasporta e supporta comodamente due serbatoi di CO<sub>2</sub> da 5 litri.
- La pompa d'irrigazione ENDO STRATUS® e le unità di insufflazione a CO<sub>2</sub> si impilano in modo ordinato sulla piattaforma superiore.
- Fasce non porose fissano la pompa d'irrigazione ENDO STRATUS e le unità di insufflazione a CO<sub>2</sub> per un trasporto semplice tra una stanza all'altra.

## Informazioni per ordinare i carrelli ENDO STRATUS™

Codice	Descrizione
EGA-7040	Doppio giogo con connettore DIN
EGA-2079	Staffa di montaggio – doppio giogo
EGA-7029	Doppio giogo con connettore PIN
EGA-9042	Carrello ENDO STRATUS



## Informazioni per ordinare le pompe ENDO STRATUS®

Codice	Descrizione
EGA-500E	Pompa d'irrigazione ENDO STRATUS
EGA-501E	Insufflatore CO <sub>2</sub> ENDO STRATUS
EGA-7017	Cavo di alimentazione
EGA-COB	Connessione CO <sub>2</sub> Bombola
EGA-COP1	Connessione CO <sub>2</sub> Parete UNI
EGA-COP2	Connessione CO <sub>2</sub> Parete AFNOR

Contattare il referente Cantel Medical (Italy) per eventuali informazioni relative al prodotto ENDOSTRATUS®.

MEDIVATORS®, ENDO STRATUS®, ENDO SMARTCAP®, ENDOGATOR® e Y-OYPSY® sono marchi registrati di Medivators Inc.



Medivators Inc.  
14605 28th Avenue North  
Minneapolis, MN  
55447-4822 USA  
Tel: +1.763.553.3300  
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV  
Sourthweg 11  
6422 PC Heerlen  
The Netherlands  
Tel: +31.45.5.471.471  
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel Medical (UK) Limited  
Wolseley House  
Staffordshire Technology Park  
Beaconside, Stafford ST18 0GA  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1785.782420  
Fax: +44 (0) 1785.782421

Cantel Medical (Italy) S.r.l.  
Via Laurentina, 169  
00071 Pomezia (RM) Italia  
Tel.: +39 06 9145399  
Fax: +39 06 9146099  
www.cantelmedical.it

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.  
1A International Business Park  
#05-01 Singapore 609933  
Tel: +65.6227.9698  
Fax: +65.6225.6848

Cantel Medical Devices (China) Co. Ltd.  
Unit 804-805, Innov Tower Block A,  
Hongmei Road, Xuhui 200233 Shanghai  
Tel: +86 21 60161380  
Fax: +86 21 61210913