

ENDO SMARTCAP™

Einwegschlauch

ENDO GATOR™

Einweg-Spülschlauch

Verfahren



FÜR MAXIMALE PATIENTENSICHERHEIT

EINWEG-SCHLAUCHSYSTEME FÜR DIE GASTROINTESTINALE ENDOSKOPIE



INFEKTIÖNSPRÄVENTION

- Keine Aufbereitung erforderlich
- Reduziertes Kreuzkontaminationsrisiko

EFFIZIENZ

- Geringerer Aufbereitungsaufwand
- Konsistenz dank einheitlicher Verfahren

KOMPATIBILITÄT

- CO₂- oder Luftinsufflation
- Kompatibel mit allen Spülpumpen und Sterilwasserflaschen

VOLLSTÄNDIGER SCHUTZZYKLUS

Als globaler Vorreiter im Bereich Infektionsprävention **bietet nur Cantel den vollständigen Schutzzyklus**, eine vollwertige, proaktive Strategie der Partnerschaft, die Ihnen dabei hilft, Risiken zu eliminieren, die betriebliche Effizienz zu maximieren und Ihren Erfolg zu optimieren.

VERFAHREN – Die Verringerung des Risikos einer Kreuzkontamination beim Patienten steht bei der Infektionsprävention an erster Stelle. Cantel bietet innovative Produkte zum Infektionsschutz, mit denen die Patientenergebnisse verbessert werden und die Verfahrenseffizienz gesteigert wird.



EINWEGSCHLAUCH



ENDO SMARTCAP™

Einwegschlauch zur Linsenreinigung

- Einwegalternative zur wiederverwendbaren Wasserflasche
- 24-stündige Verwendung ohne Aufbereitung



ENDOGATOR™

Einwegschlauch zur Irrigation

- Kostengünstiger, steril verpackter Einwegschlauch
- 24-stündige Verwendung ohne Aufbereitung



ENDOGATOR™

Einweg-Hybridschlauch

- Linsenreinigung und Spülsystem in einem
- Option zur Verwendung von Raumluft- oder CO₂-Insufflation
- Passt auf jede Sterilwasserflasche



ZUSÄTZLICHE ANSCHLÜSSE FÜR DEN SPÜLWASSERSTRAHL

- Erhältlich für OLYMPUS® Endoskope und PENTAX® Endoskope

CANTEL FÜHRT DEHP-FREIE PRODUKTE EIN, UM MEHR SICHERHEIT FÜR MENSCH UND UMWELT ZU GEWÄHRLEISTEN.

Wir bei Cantel sind uns unserer Verantwortung bewusst, sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt Sorge zu tragen. DEHP ist ein synthetischer Weichmacher, der verwendet wird, um Kunststoffe flexibler zu machen. In den letzten Jahren haben wir daran gearbeitet, unsere Produkte ohne den Einsatz von DEHP zu entwickeln. Durch die Wahl von Produkten, die nicht mit PVC und DEHP hergestellt werden, können wir dazu beitragen, potenzielle Giftstoffe und andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden, die Ihr Personal, Ihre Patienten und die Umwelt gefährden können. Die Kunden können die gleiche Leistung, Zuverlässigkeit und Funktionalität dieser Produkte erwarten, ohne dass es zu optischen Veränderungen kommt. **Wir sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir ab sofort unsere DEHP-freien Produkte* anbieten können!**

*nach Verfügbarkeit

Bestellinformationen

OLYMPUS®		
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL/VE
100135	ENDOGATOR™ Einweg-Spülschlauch	50
100145U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 140/160/170/180/190	50
100145CO2U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 140/160/170/180/190	50
100145CO2EXTU	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ und Verlängerung – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 140/160/170/180/190	50
100150U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 100/130	50
100150CO2U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 100/130	50
100150CO2EXTU	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ und Verlängerung – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 100/130	50
100609S	ENDOGATOR™ Einweg-Hybridschlauch mit CO ₂ -Anschluss – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 140/160/180/190 mit ENDO STRATUS™ Spülpumpen, OLYMPUS® OFP und ENDOSTAT II Spülpumpen Sterilwasserflasche von Baxter	30
100610S	ENDOGATOR™ Einweg-Hybridschlauch mit CO ₂ -Anschluss – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 140/160/180/190 mit OLYMPUS® AFU-100, OLYMPUS® OFP Spülpumpen	30
100551	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ Insufflation und Luer-Eingang	40
100241	ENDOGATOR™ Einweg-Zusatz-Wasserjetanschluss – Für OLYMPUS® GI-Endoskope der Serie 140/160/180	50
100555	ENDO SMARTCAP™ CO ₂ -Adapter für Olympus® UCR-Insufflator	1

FUJIFILM™		
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL/VE
100135	ENDOGATOR™ Einweg-Spülschlauch	50
100164U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch – Für FUJIFILM™ GI-Endoskope der Serie 700	50
100164CO2U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ – Für FUJIFILM™ GI-Endoskope der Serie 700	50
100164CO2EXTU	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ und Verlängerung – Für FUJIFILM™ GI-Endoskope der Serie 700	50
100165U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch – Für FUJIFILM™ GI-Endoskope	50
100165CO2	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ – Für FUJIFILM™ GI-Endoskope	50
100165CO2EXTU	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch mit CO ₂ und Verlängerung – Für FUJIFILM™ GI-Endoskope	50
100141	ENDOGATOR™ – Einweg-Zusatz-Wasserjetanschluss – Für Koloskope der FUJIFILM™ 530 Serie	50
100560	ENDO SMARTCAP™ CO ₂ -Adapter für FUJIFILM™ GW-100 Insufflator	1

PENTAX®		
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL/VE
100135	ENDOGATOR™ Einweg-Spülschlauch	50
100160U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch – Für PENTAX® GI-Endoskope	50
100150CO2U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch – Für PENTAX® GI-Endoskope	50
100150CO2EXTU	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch – Für PENTAX® GI-Endoskope	50
100608S	ENDOGATOR™ Einweg-Hybridschlauch mit CO ₂ -Anschluss – Für PENTAX® GI-Endoskope mit EGP-100 und ERBE® EIP2 Spülpumpen	30
100242	ENDOGATOR™ Einweg-Zusatz-Wasserjetanschluss – Für PENTAX® GI-Endoskope	50

ENDOGATOR™ SCHLAUCHSYSTEM		
ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL/VE
100130U	ENDOGATOR™ Einweg-Spülschlauch – Für ENDO STRATUS™ Spülpumpen, OLYMPUS® OFP und ENDOSTAT™ II Spülpumpen	50
100130FU	ENDOGATOR™ Einweg-Spülschlauch – Für ENDO STRATUS™ Spülpumpen, OLYMPUS® OFP und ENDOSTAT II Spülpumpen für FUJIFILM® GI-Endoskope	50
200230U	ENDOGATOR™ Einweg-Spülschlauch – Für OLYMPUS® AFU-100, OLYMPUS® OFP, ERBE® EIP2 und EGP-100 Spülpumpen	50
200230FU	ENDOGATOR™ Einweg-Spülschlauch – Für Spülpumpe EGP-100 mit FUJIFILM® Winkel-Anschluss	50

ENDO SMARTCAP™, ENDOGATOR™ und ENDO STRATUS™ sind Marken von Medivators Inc.
Alle anderen Firmen- oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2017-2021 Cantel. Alle Rechte vorbehalten. Das Diagramm „Vollständiger Schutzzyklus“ ist eine Marke der Cantel Medical Corp. und unterliegt dem Schutz des Cantel Medical Corp. zustehenden Urheberrechts.

www.cantelmedical.eu/de

BESTELLANNAHME

t: +49 (0) 821 27893 920 (Kundendienst) | f: +49 (0) 821 27893 79 | e: csde@cantel.com

© 2021 Cantel Medical Corp. LIT-00331/B - DE

