

ISACLEAN™

Reinigungsmittel

ISASPOR™

Desinfektionsmittel

DIE FORMEL FÜR BESTE LEISTUNG UND BESTE ERGEBNISSE

Cantel liefert nicht nur Gesamtlösungen für die Aufbereitung von Endoskopen, sondern auch verschiedenste Produkte, die speziell für die Anwendung mit dem ISA™ Endoskopaufbereiter entwickelt wurden und alle Ansprüche der Anwender erfüllen.

Das kaltchemische ISASPOR™ Desinfektionsmittel und das ISACLEAN™ Reinigungsmittel garantieren einen sicheren, zuverlässigen Reinigungsprozess und höchste Kompatibilität mit allen Endoskop-Marken.

ISACLEAN™ Reinigungsmittel

mit Multi-Enzym-Formel

- Bewiesene Wirksamkeit gegen mikrobiellen Biofilm
- Vier Enzyme wirken gegen Proteine, Fette/Öle, Kohlenhydrate und Zellbestandteile
- Einzigartige Formulierung dank des ISAZONE™ Moleküls (patentiertes, neues mikrobiologisches Mittel)
- pH-neutral, kompatibel mit allen Endoskop-Marken
- Speziell für die manuelle Reinigung oder den Gebrauch im ISA™ Endoskopaufbereiter entwickelt





VOLLSTÄNDIGER SCHUTZZYKLUS

Als globaler Vorreiter im Bereich Infektionsprävention bietet **nur Cantel den vollständigen Schutzzyklus**, eine vollwertige, proaktive Partnerschaft mit dem Ziel, Risiken zu eliminieren, die betriebliche Effizienz zu maximieren und Ihren Erfolg zu optimieren.

AUFBEREITUNG Die High-Level Desinfektion ist der Grundbaustein der Infektionsprävention. Die Aufbereitungsverfahren von Cantel wurden dafür entwickelt, die Patientensicherheit durch Einhaltung der strengsten Standards für die High-Level Desinfektion zu gewährleisten, die Effizienz der Arbeitsabläufe zu optimieren und flexiblen Einsatz durch die Unterstützung einer breiten Palette von Endoskopen zu ermöglichen.

ISASPOR™ Desinfektionsmittel

- Synergetische Wirkung von Peressigsäure und des ISAZONE™ Moleküls
- Bei Raumtemperatur steril gemäß UNI EN ISO 14937
- Geringes Peressigsäure-Ausgangsniveau und ein pH-Wert von 6 garantieren höchste Kompatibilität mit medizinischen Geräten
- Desinfektions-Kontaktzeit: 3 Minuten
- Lösung für den Einmalgebrauch, aldehydfrei
- Klinisch, mikrobiologisch und toxikologisch getestet
- Speziell entwickelt für den Gebrauch im ISA™ Endoskopaufbereiter



Bestellinformationen

REINIGUNGS- UND DESINFIZIATIONSMITTEL		
ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	Anzahl/VE
500189	ISACLEAN™ REINIGUNGSMITTEL	2 x 5 L
500190	ISACLEAN™ REINIGUNGSMITTEL	2 x 10 L
500187	ISASPOR™ DESINFIZIATIONSMITTEL	je 10 L Lösung A+B
500188	ISASPOR™ DESINFIZIATIONSMITTEL	je 5 L Lösung A+B

ISA™, ISASPOR™, ISAZONE™ and ISCLEAN™ sind eingetragene Warenzeichen von Cantel Medical (Italy) S.r.l.
 © 2017-2021 Cantel. Alle Rechte vorbehalten. Das Diagramm "VOLLSTÄNDIGER SCHUTZZYKLUS" ist eine Marke im Besitz von Cantel Medical Corp. und unterliegt dem Urheberrechtsschutz im Besitz von Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu/de

BESTELLANNAHME | t: +49 (0) 821 27893 920 (Kundendienst)
 t: +49 (0) 821 27893 79 | e: csde@cantelmedical.de

© 2021 Cantel Medical Corp. 50098-881/C-DE

