

CLEANASCOPE™ ADVANTAGE

Systeem voor transport en korte termijn opslag



DUIDELIJKE IDENTIFICATIE VAN SCHONE VERSUS VUILE ENDOSCOPEN



IN ÉÉN OPSLAG KUNNEN ZIEN DAT HET SCHOON IS GEEFT VERTROUWEN

Het CLEANASCOPE™ Advantage systeem voor transport en korte termijn opslag, beschermt uw endoscopen en andere kwetsbare apparatuur door rechtstreekse aanraking te minimaliseren en het contact met besmettelijke stoffen via de lucht zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gepatenteerde design creëert een beschermende omgeving voor iedere gedesinfecteerde endoscoop. Groene hoezen voor schone endoscopen en rode hoezen voor vervuilde endoscopen maken onmiddellijk de status van de endoscoop duidelijk.

GEOPTIMALISEERDE WORKFLOW MAXIMALISEERT INFECTIEPREVENTIE



THE COMPLETE CIRCLE OF PROTECTION

Cantel, wereldwijd leider in infectiepreventie, **levert als enige de volledige beschermingscyclus**. Een volwaardig, proactief partnerschap dat u helpt om risico's te elimineren, operationele efficiëntie te stroomlijnen en uw succes te optimaliseren.

DROGEN & BEWAREN Bacteriën vormen een belangrijk risico tijdens het transport en het bewaren van endoscopen. De transport-, doorgeef- en opslagoplossingen van Cantel zijn ontworpen om endoscopen te beschermen, kruisbesmetting te reduceren en vocht in de endoscoopkanalen te elimineren.



SYSTEEM VOOR TRANSPORT EN KORTE TERMIJN OPSLAG

De bakken passen perfect in de omrande bovenzijde van de trolley

Zorgt voor een beschermde korte termijn opslag van schone endoscopen en apparatuur

Harde deksels zijn beschikbaar om extra bescherming te bieden bij transport buiten de afdeling

Versies met 5, 6 of 10 trays verkrijgbaar



Robuuste herbruikbare bak waarin gemakkelijk grote endoscopen en de ADVANTAGE PLUS™ Reinigings- en desinfectiemachine cassette passen



Het STERIEL verpakte, driedelige afdeksysteem voor éénmalig gebruik verkleint de kans op kruisbesmetting

Grote vergrendelbare wielen maken het transport soepel en gemakkelijk

Voer de bedside cleaning uit en plaats de vuile endoscoop in de bak. Bedek de bak met een rode hoed zodat duidelijk te zien is dat het hier om een "CONTAMINATED" (vuile) endoscoop gaat.



VUILE TRANSPORT



MANUELE REINIGING



PLAATS IN DE ADVANTAGE™ PLUS REINIGINGS- EN DESINFECTIEMACHINE

"Transporteer de vuile endoscoop naar de reinigings-/desinfectieruimte in een afgesloten bak die de blootstelling aan personeel, patiënten of de omgeving tegen potentiële infectieuze organismen voorkomt"

ASGE Quality Assurance in Endoscopy Committee, 2011 en SGNA Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible Gastrointestinal Endoscopes 2012

"Het steriele afdeksysteem is een van de belangrijkste redenen waarom veel instellingen het CLEANASCOPE™ -systeem gebruiken – de gekleurde gecodeerde hoezen nemen het gokwerk weg"

Libby Thomson, voormalig hoofdverpleegkundige van het Bowel Cancer Screening Centre en verpleegkundige- endoscopist

Bestelinformatie voor de CLEANASCOPE™ Advantage-karren

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN
103470	Kar met vijf bakken	881mm (H) x 640 mm (B) x 561 mm (D)
103466	Kar met zes bakken	1030 mm (H) x 640 mm (B) x 561mm (D)
103467	Kar met tien bakken	1615 mm (H) x 640 mm (B) x 561mm (D)



Bestelinformatie voor CLEANASCOPE™ Afdekhoezen en accessoires

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEDEN PER DOOS
103585	CLEANASCOPE™ set steriele afdekhoezen	200
103604	Wanddispenser voor wegwerphoezen, (met opstaande rand)	1
103456	CLEANASCOPE™ bak	1
103457	CLEANASCOPE™ deksel	1

Alle bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van Cantel Medical Corp. de verwante of toebehorende bedrijven, tenzij anders vermeld.

© 2017-2021 Cantel. Alle rechten voorbehouden. Het Complete Circle of Protection-diagram is een handelsmerk van Cantel Medical Corp. en valt onder de auteursrechtelijke bescherming van Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu

Medivators BV | t: +31 (0)45 547 1471 | t: +32 (0)38 080 707 | e: csnl@medivators.com

© 2021 Cantel Medical Corp. LIT-00386/A-NL

