

RAPICIDE™ PA

Désinfectant de haut niveau



PART A Rapicide PA Catalog No. ML02-0117
HIGH LEVEL DISINFECTANT

USE ONLY WITH ADVANTAGE® PLUS OR DSD EDGE ENDOSCOPE REPROCESSING SYSTEMS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER

READ INSTRUCTIONS FOR USE FOR ADVANTAGE PLUS OR DSD EDGE ENDOSCOPE REPROCESSING SYSTEMS

OXIDISING CORROSIVE

Endoscope reprocessing the way it should be

NET CONTENTS:
 5.0 Liters
 (1.32 Gallons)

Active Ingredients
 Hydrogen Peroxide 22.0%
 Peracetic Acid 5.0%
 Inert Ingredients 73.0%
 Total 100.0%

Manufactured in the USA by:

MEDIVATORS

Minntech Corporation
 14650 20th Avenue North
 Minneapolis, MN 55447 U.S.A.
 Toll Free: 800.328.3462
 email: info@minntech.com

Minntech Asia / Pacific Pte Ltd
 1A International Business Park
 #05-01 Singapore 609921
 Tel: +65 6471 4713
 Fax: +65 6227 8688
 email: info@minntech.com.sg

Minntech Europe
 11 ECREP
 6420PC Heideveld
 The Netherlands
 Tel: +31 45 5471 4713
 Fax: +31 45 5429 8999
 email: info@minntech.com

LOT: 649706
 MFD: 05/2010
 EXP: 05/2011

PART B Rapicide PA Catalog No. ML02-0117
HIGH LEVEL DISINFECTANT

USE ONLY WITH ADVANTAGE® PLUS OR DSD EDGE ENDOSCOPE REPROCESSING SYSTEMS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DANGER

READ INSTRUCTIONS FOR USE FOR ADVANTAGE PLUS OR DSD EDGE ENDOSCOPE REPROCESSING SYSTEMS

CORROSIVE

Endoscope reprocessing the way it should be

NET CONTENTS:
 5.0 Liters
 (1.32 Gallons)

Active Ingredients
 Trisodium phosphate 4.32%
 Inert Ingredients 95.68%
 Total 100.0%

Manufactured in the USA by:

MEDIVATORS

Minntech Corporation
 14650 20th Avenue North
 Minneapolis, MN 55447 U.S.A.
 Toll Free: 800.328.3462
 email: info@minntech.com

Minntech Asia / Pacific Pte Ltd
 1A International Business Park
 #05-01 Singapore 609921
 Tel: +65 6471 4713
 Fax: +65 6227 8688
 email: info@minntech.com.sg

Minntech Europe
 11 ECREP
 6420PC Heideveld
 The Netherlands
 Tel: +31 45 5471 4713
 Fax: +31 45 5429 8999
 email: info@minntech.com

LOT: 649707
 MFD: 05/2010
 EXP: 05/2011

DÉSINFECTANT RAPIDE ET EFFICACE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE RETRAITEMENT DE VOTRE ENDOSCOPE

LE DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU RAPICIDE™ PA

est une solution à usage unique, à base d'acide peracétique qui respecte l'environnement et avec une compatibilité matérielle prouvée. Il est conçu pour être utilisé dans tous les retraiteurs d'endoscope Cantel. Ce désinfectant à usage unique permet de réduire l'exposition des opérateurs aux produits chimiques nocifs.

- Désinfecte en cinq minutes à 30 °C (86 °F)
- Base chimique sans aldéhydes, à usage unique
- Formule respectueuse de l'environnement, le flux de déchets de la solution d'utilisation se décompose en eau et en vinaigre

BANDELETTES DE TEST RAPICIDE™ PA


Sont utilisées pour confirmer que la concentration minimale requise de PAA a été atteinte pour le désinfectant de haut niveau RAPICIDE™ PA.

- Un graphique coloré de référence rapide confirme la concentration
- Trempage : 1 seconde ; temps de lecture : 30 secondes



INFORMATIONS DE COMMANDE DU DÉSINFECTANT RAPICIDE™ PA

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
ML02-0115	Désinfectant de haut niveau RAPICIDE™ PA (4 bouteilles/caisse - 2 parties A, 2 parties B) (Pour les retraiteurs ADVANTAGE PLUS™, INNOVA™, DSD EDGE™)
ML02-0147	Désinfectant de haut niveau RAPICIDE™ PA PARTIE A (2X 5 LITRES) (Pour le retraiteur LDE RAPIDAER™)
ML02-0148	Désinfectant de haut niveau RAPICIDE™ PA PARTIE B (2X 5 LITRES) (Pour le retraiteur LDE RAPIDAER™)
ML02-0129	Bandelettes de test RAPICIDE™ PA (2 bouteilles/emballage, 100 bandelettes/bouteille)



LE CYCLE COMPLET DE PROTECTION

En tant que chef de file mondial en matière de prévention des infections, **seul Cantel offre le Cercle Complet de Protection**, un partenariat proactif à valeur ajoutée qui vise à vous aider à éliminer les risques, à rationaliser l'efficacité opérationnelle et à optimiser votre réussite.

RETRAITEMENT La désinfection de haut niveau est la pierre angulaire de la prévention des infections. Les technologies de retraitement de Cantel sont conçues pour assurer la sécurité des patients dans le respect des normes de désinfection de haut niveau les plus strictes. Elles optimisent l'efficacité du flux de travail et offrent la polyvalence en prenant en charge une vaste gamme de champs d'application.

Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques déposées de Cantel Medical Corp., de ses filiales ou sociétés associées, sauf mention contraire.

© 2017-2021 Cantel. Tous droits réservés. Le schéma du cycle complet de protection est une marque déposée appartenant à Cantel Medical Corp. et est soumis à la protection du droit d'auteur appartenant à Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu

Medivators BV | tél. : +32 (0)38 080 707 | e-mail : csnl@medivators.com



© 2021 Cantel Medical Corp. LIT-00515/A-FRBE