

ENDO SMARTCAP™ ENDO GATOR™

Einwegschlauch | **Verfahren**



CANTEL



VOLLSTÄNDIGER SCHUTZZYKLUS

Als globaler Vorreiter im Bereich Infektionsprävention bietet nur Cantel den vollständigen Schutzzyklus, eine vollwertige, proaktive Strategie der Partnerschaft, die Ihnen dabei hilft, Risiken zu eliminieren, die betriebliche Effizienz zu maximieren und Ihren Erfolg zu optimieren.

Maximale Patientensicherheit – Sterile 24h Einweg-Schlauchsysteme für die Gastroenterologie.



Infektionsprävention

- Keine Aufbereitung erforderlich
- Reduziertes Kreuzkontaminationsrisiko

Effizienz

- Zeitsparend: Keine Aufbereitung notwendig
- Schafft einheitliche Verfahren

Kompatibilität

- CO₂- oder Luftinsufflation
- Kompatibel mit allen Spülpumpen und Sterilwasserflaschen



VERFAHREN

Die Verringerung des Risikos der Kreuzkontamination von Patienten steht bei der Infektionsprävention an erster Stelle. Cantel bietet innovative Produkte zum Infektionsschutz, mit denen die Patientenergebnisse verbessert werden und die Verfahrenseffizienz gesteigert wird.

ENDO SMARTCAP™ ENDO GATOR™

Einwegschlauch | **Verfahren**



ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch

- Einwegalternative zur wiederverwendbaren Wasserflaschen
- Zur zusätzlichen Infektionsprävention



ENDO GATOR™ Einweg-Spülschlauch (mit Rückschlagventil)

- Kostengünstiger, steril verpackter Einwegschlauch
- 24-stündige Verwendung ohne Aufbereitung
- Zur zusätzlichen Infektionsprävention



ENDO GATOR™ Einweg-Spülschlauchset

- Nur eine Bestellnummer für das komplette Set
- Innovatives System zur Linsenreinigung und Spülung
- Option zur Verwendung von Raumluft- oder CO₂-Insufflation

PENTAX®
Einweg-
Anschluss



OLYMPUS®
Einweg-
Anschluss



ENDO GATOR™ Einweg-Hybridschlauch

- Linsenreinigung und Spülsystem in einem
- Bei Verwendung von Hybrid wird rein CO₂ verwendet
- Passend für marktübliche Sterilwasserflaschen mit 500ml und 1000ml

OLYMPUS® GI-Endoskope

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl/VE
100130U	ENDOGATOR™ Einweg-Spülschlauch – Für ENDO STRATUS™ Spülpumpen, OLYMPUS® OFP und ENDOSTAT™ II Spülpumpen	50
100130FU	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Für ENDO STRATUS Spülpumpen, OLYMPUS OFP und ENDOSTAT II Spülpumpen für FUJIFILM™ GI-Endoskope	50
100135	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Kanalspülschlauch	50
100145U	ENDO SMARTCAP™ Einweg-Optikspülschlauch – Für OLYMPUS GI-Endoskope der Serie 140/160/170/180/190	50
100150U	ENDO SMARTCAP Einweg-Optikspülschlauch – Für OLYMPUS GI-Endoskope der Serie 100/130 (CO ₂ -Option ebenfalls erhältlich)	50
100241	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Einweg-Zusatz-Wasserjetanschluss – Für OLYMPUS GI-Endoskope der Serie 140/160/180	50
100605S	ENDOGATOR™ Einweg-Hybridschlauch mit CO ₂ -Anschluss – Für OLYMPUS GI-Endoskope der Serie 140/160/180/190 mit ENDO STRATUS Spülpumpen, OLYMPUS OFP und ENDOSTAT II Spülpumpen mit 24-Stunden-Zusatz-Wasserjetanschluss	30
100606S	ENDOGATOR Einweg-Hybridschlauch mit CO ₂ -Anschluss – Für OLYMPUS GI-Endoskope der Serie 140/160/180/190 mit OLYMPUS AFU-100, OLYMPUS OFP, EGP-100 und ERBE® EIP2 Spülpumpen mit 24-Stunden-Zusatz-Wasserjetanschluss	30
100609S	ENDOGATOR Einweg-Hybridschlauch mit CO ₂ -Anschluss – Für OLYMPUS GI-Endoskope der Serie 140/160/180/190 mit ENDO STRATUS Spülpumpen, OLYMPUS OFP und ENDOSTAT II Spülpumpen Sterilwasserflasche von Baxter	30
100610S	ENDOGATOR Einweg-Hybridschlauch mit CO ₂ -Anschluss – Für OLYMPUS GI-Endoskope der Serie 140/160/180/190 mit OLYMPUS® AFU-100, OLYMPUS OFP Spülpumpen	30
200230U	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Für OLYMPUS AFU-100, OLYMPUS OFP, ERBE EIP2 und EGP-100 Spülpumpen	50

PENTAX® GI-Endoskope

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl/VE
100135	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Kanalspülschlauch	50
100160U	ENDO SMARTCAP Einweg-Optikspülschlauch – Für PENTAX GI-Endoskope (CO ₂ -Option ebenfalls erhältlich)	50
100242	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Einweg-Zusatz-Wasserjetanschluss – Für PENTAX GI-Endoskope	50
100608S	ENDOGATOR Einweg-Hybridschlauch mit CO ₂ -Anschluss – Für PENTAX GI-Endoskope mit EGP-100 und ERBE EIP2 Spülpumpen	30

FUJIFILM™ GI-Endoskope

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl/VE
100130FU	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Für ENDO STRATUS Spülpumpen, OLYMPUS OFP und ENDOSTAT II Spülpumpen für FUJIFILM GI-Endoskope	50
100135	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Kanalspülschlauch	50
100141	ENDO SMARTCAP Einweg-Optikspülschlauch – Adapter Rückschlagventil mit Luer Anschluß – Für Koloskope der FUJIFILM™-530-Serie	50
100165U	ENDO SMARTCAP Einweg-Optikspülschlauch – Für FUJIFILM GI-Endoskope (CO ₂ -Option ebenfalls erhältlich)	50
200230FU	ENDOGATOR Einweg-Spülschlauch – Für Spülpumpe EGP-100 mit FUJIFILM™ Winkel-Anschluß	50

Bestellangaben für ENDOGATOR™ Schlauchsystem

Weitere Informationen zu Set-Optionen erhalten Sie gerne von Ihrem lokalen Cantel-Ansprechpartner.

ENDO SMARTCAP™, ENDOGATOR™ und ENDO STRATUS™ sind Marken von Medivators Inc.

PENTAX® ist eine eingetragene Marke der Hoya Corporation. FUJIFILM™ ist eine Marke der FUJIFILM Corporation.

OLYMPUS® ist eine eingetragene Marke der Olympus Corporation. ERBE® ist eine eingetragene Marke der ERBE Elektromedizin GmbH.

ENDOSTAT™ ist eine Marke der Boston Scientific Corporation.



Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel (Germany) GmbH
Heerdter Lohweg 35
40549 Düsseldorf
Germany
Tel: +0211.90.98.0755
Fax: +0211.90.98.0752

Cantel (UK) Limited
Campfield Road
Shoeburyness
Essex
SS3 9BX
UK
Tel: +44 (0) 1702 291878

BESTELLANNAHME

Call: + 0211.90.98.0755
Fax: + 0211.90.98.0752
Email: csde@cantelmedical.de