

# Service-Begleitkarte



Wenn möglich bitte erkannte Mängel ankreuzen!

**Bitte unbedingt angeben:**

Gerät  
desinfiziert

Gerät nicht  
desinfiziert !

Cantel (Production) Germany GmbH  
Zur Öhmdwiesen 5, 88633 Heiligenberg  
t. +49 7554 9999 500  
f. +49 7554 9999 558  
ers@cantel.com  
www.cantel-production.eu

Gerätetyp: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Ihr Zeichen: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Ihre Mängelbeschreibung: \_\_\_\_\_


## Mitgeliefertes Zubehör:

L/W Ventil

Absaugventil

Klappenventil

Reinigungsset



### Optisches System

- Feuchtigkeit im optischen System
- Schmutz im optischen System
- Trübung der Sicht in der Optik
- Faserbrüche im Bildleiter
- Faserbrüche im Lichtleiter
- Bildleiter hat Gelbstich
- Lichtleiter hat Gelbstich
- Objektivdecklinse defekt
- Lichtleiterdecklinsen defekt
- Fokussierung defekt

### Versorgungsschlauch / Stecker

- Versorgungsschlauch beschädigt
- Versorgungsstecker defekt

### Spül – und Instrumentiersystem

- Absaugfunktion gestört
- Luftfunktion gestört
- Wasserfunktion gestört
- Gasfunktion gestört
- Zusatzspülsystem defekt
- Ventile defekt
- Albarranmechanik defekt
- Zangen- / Sondeneinführung blockiert

### CCD Einheit

- Keine Bildübertragung
- Bildqualität gestört
- Kontrollknöpfe reagieren nicht

### Einführschlauch / Distalende

- Einführschlauch beschädigt
- Abwinkelungsteil beschädigt
- Abwinkelungsgummi wulstig
- Abwinkelungsgummi perforiert

### Abwinkelungssysteme

- Abwinkelung zu viel Spiel
- Abwinkelung R/L defekt
- Abwinkelung U/D defekt
- Abwinkelung schwergängig
- Drehknöpfe gebrochen

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_