

MEDIVATORS®

Intercept®

PRODUKTFAMILIE



Intercept Wipes
High performance detergent wipe for pre-cleaning
endoscopes and other medical devices.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

FEATURES

- Laboratory proven to effectively remove biological and organic residues from a wide variety of medical instruments and surfaces.
- Effective cleaning of medical instruments is the critical first step in a validated reprocessing program, and INTERCEPT can help to enhance that process.

Manufactured in the U.S.A. and Distributed by:
**MEDIVATORS®
REPROCESSING SYSTEMS**

1142 81 LETTER

Intercept™
Next-Generation Detergent

CAUTION

Directions for Use:

- Low foaming, neutral pH, biodegradable detergent specifically formulated for use with medical instruments, including, but not limited to, endoscopes, labile accessories, and surgical instruments.
- Intercept Wipes will rapidly penetrate and solubilize blood, protein, calcium, mucous debris, carbohydrates, lipids and mucopolysaccharides.
- Laboratory proven to effectively remove biological and organic residues from a variety of medical instruments and surfaces.
- Intercept may require the film build-up that can occur from the use of non-guanethyrene high-level disinfectants on the devices or accessories.
- At the standard use of 1:2 oz. per gallon of water, Intercept is the most highly effective and most cost effective cleaner for automatic washers, washer/rinse/leak, ultrasonic washers, and manual cleaning.
- Intercept can be used in health care settings such as hospital, surgical centers, secondary units, medical clinics, emergency medical settings, laboratories, dental offices, optometric offices and veterinary facilities.

REPROCESSING SYSTEMS

Biofilm? INTERCEPT!

Der Reiniger Intercept von MEDIVATORS entspricht den Richtlinien der SGNA® zur manuellen Reinigung:

Die manuelle Reinigung erfordert einen Reiniger, der nur gering schäumt, pH neutral ist, sowie für die Anwendung an medizinischen Geräten geeignet ist. Er sollte speziell für die Anwendung an flexiblen Endoskopen geeignet sein.



INTERCEPT® Ein Reiniger der nächsten Generation

- Effektive Entfernung biologischer und organischer Verschmutzungen und Rückstände*
- Wirksame Durchdringung und Abreicherung bakterieller Biofilme an und in Endoskopen
- Erfüllung der Anforderungen seitens Hersteller an Endoskopenreiniger
- Konzentrierte Formel für eine kostengünstige Lösung
- Blaue Farbe zur leichten Erkennung des bereits verwendeten Reinigers
- Umweltfreundlich und biologisch abbaubar

*Daten auf Anfrage erhältlich

INTERCEPT Bestellinformationen

Artikelnr. Beschr./Bez.

ML02-0106	INTERCEPT Detergent (4 Flaschen mit je 3,8 l/VE)
ML02-0107	INTERCEPT Wipes (4 Spender/VE, 100 Wischtücher/Spender)
100900	INTERCEPT Bedside Kit (50 Stück/Set)

MEDIVATORS und INTERCEPT sind eingetragene Marken von MEDIVATORS Inc.
SGNA ist eine eingetragene Marke der Society of Gastroenterology Nurses and Associates



INTERCEPT® Wischtücher

- Optimale Reinigung von Endoskopoberflächen
- Fusselfreie, strapazierfähige Wischtücher mit hoher Saugfähigkeit
- Große Wischtücher für eine große Oberflächenreinigung
- Gebrauchsfertig in praktischen Spendern erhältlich
- Beste Ergebnisse bei geringeren Kosten schon ab der ersten Reinigung

NEU!

MEDIVATORS®
Intercept
bedside kit



MEDIVATORS Inc. Headquarters
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 USA
Tel: +1.800.444.4729
Fax: +1.763.553.3387

MEDIVATORS BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.695

MEDIVATORS Asia/Pacific Pte. Ltd.
1 A International Business Park
#05-01 Singapore 609933
Tel: +65.6227.9698
Fax: +65.6225.6848

MEDIVATORS Beijing Representative Office
Room 708, 7th Floor Kaiheng Center, Block B
No. 2 Chaoyangmennei Street
Dongcheng District, Beijing China 100010
Tel: +8610.6567.8446
Fax: +8610.6567.8445

www.medivators.com

© 2014 MEDIVATORS Inc. 50098-456/A